

evolv^{AI}

Wolność słyszenia.



evolv^{AI}

Odkryj najbardziej
innowacyjną
technologię aparatów
słuchowych.



Przedstawiamy
Evolv AI,
kompletną linię
aparatów słuchowych
łączących się
z telefonami
komórkowymi.

**Aparaty słuchowe Evolv AI są
wyposażone w naszą najbardziej
innowacyjną technologię,
dostarczając najlepszą jakość
dźwięku.**

Evolv AI płynnie i bezproblemowo łączy się
z Twoim stylem życia.

Wolność słyszenia.
Wyjątkowy dźwięk.
Wyjątkowy styl.
To wszystko jest na
wyciągnięcie ręki.

Oczekujesz, że Twoje aparaty słuchowe będą idealnie pasowały do Twojego stylu życia? Z ulepszoną łącznością, najlepszą jakością dźwięku przesyłanego strumieniowo, oraz udoskonaleniami w zakresie zdalnego programowania, Evolv AI dostarcza dokładnie to, czego potrzebujesz.



Redukcja hałasu

Dzięki 40% redukcji hałasu w porównaniu z poprzednią technologią, jakość dźwięku jest lepsza niż kiedykolwiek.



Tryb Edge

Lepsze słyszenie w trudnych warunkach akustycznych jest łatwe dzięki naszej przyjaznej, dostępnej na żądanie funkcji opartej na technologii sztucznej inteligencji.





TeleHear

Zdalne programowanie oferuje jeszcze większą elastyczność i możliwość precyzyjnego dostrojenia aparatu, gdziekolwiek jesteś. Konsultując się wirtualnie ze swoim protetykiem słuchu, można zdalnie dostroić aparaty słuchowe.



Powiadomienia o upadku

Fall Alert zapewnia teraz jeszcze większą dokładność wykrywania niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja ma za zadanie wykryć upadek osoby korzystającej z aparatu słuchowego oraz automatycznie wysłać komunikat ostrzegawczy wraz z lokalizacją wskazującą miejsce upadku do wskazanych osób.



Przypomnienia

Otrzymuj powiadomienia o wydarzeniach zapisanych w kalendarzu bezpośrednio na aparaty słuchowe.



Technologia oparta na
sztucznej inteligencji,
która dopasowuje się
do Twoich potrzeb.

evolv^{AI}

Porozmawiaj z protetykiem słuchu o swoich oczekiwaniach, stylu życia jaki prowadzisz oraz poinformuj w jakich środowiskach akustycznych najczęściej przebywasz, aby mógł znaleźć aparat słuchowy, który jest idealnie dopasowany do Ciebie i Twoich potrzeb.

Rozwiązania wewnętrzne

Indywidualnie dopasowane
do Twojego ucha.



Różowy Jasny brąz Średni brąz Kasztanowy Ciemny brąz Czarny

Rozwiązania zauszne

Powłoka NanoShield pomaga chronić
aparaty słuchowe przed wilgocią.



Szampański Brązowy Espresso Biały/Srebrny
Srebrny Popielaty Czarny



	Premium 2400	Wysoka 2000	Średnia 1600	Podstawowa 1200	Ekonomiczna 1000
Voice AI (iOS)**	●				
Tłumacz języków	●				
Aplikacja Thrive Care dla bliskich	●				
Tryb Edge**	●				
Transkrypcja	●	●	●		
Tryb Edge Thrive App	●	●	●		
Asystent Thrive	●	●	●		
Znajdź mój telefon	●	●	●		
Monitorowanie aktywności psychicznej	●	●	●	●	
Monitorowanie aktywności fizycznej	●	●	●	●	●
Powiadomienie o upadku	●	●	●	●	●
Przypomnienia	●	●	●	●	●
Samokontrola/Samodiagnostyka	●	●	●	●	●
Automatyczne Włącz/Wyłącz	●	●	●	●	●
Tap Control	●	●	●	●	●
Zdalne programowanie	●	●	●	●	●
Tinnitus	●	●	●	●	●
REM Target Match	●	●	●	●	●
CROS system****	●	●	●	●	●

* zapytaj o dostępność

** tylko dla iOS

*** włączanie za pomocą gestu

**** dostępny w modelach: RIC R, RIC 312, BTE 13

Poziomy dopasowania

	Premium 2400	Wysoka 2000	Średnia 1600	Podstawowa 1200	Ekonomiczna 1000
Thrive 2.4 Ghz + NFMI					
Liczba kanałów / Pasma	24	20	16	12	12
Tryb Edge	●	●	●		
Optymalizacja mowy	●	●	●	●	●
2-kierunkowe audio*	●	●	●	●	●
Optymalizacja muzyki					
Adaptacja muzyki	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Adaptacja muzyki E2E	●	●	●		
Technologia E2E					
Zarządzanie hałasem E2E	●	●	●		
Adaptacja hałasu mechanicznego E2E	●	●	●		
Kierunkowość E2E	●	●	●		
Streaming z telefonu E2E**	●	●	●		
Manager dźwięku					
Auto muzyka	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Cisza	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Przestrzenne wzmocnienie mowy	●	●	●		
Hałas maszyn	do 20 dB redukcji	do 10 dB redukcji	do 5 dB redukcji	do 5 dB redukcji	do 5 dB redukcji
Mowa w hałasie	do 22 dB redukcji	do 10 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji
Regulacja nagłych głośnych dźwięków	do 15 dB redukcji	do 9 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji
Wiatr	do 30 dB redukcji	do 15 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji	do 8 dB redukcji
Kierunkowość					
Symulacja małżowiny usznej	●	●	●	●	●
Adaptacyjny	●	●	●	●	●
Dynamiczny	●	●	●	●	●
Zdalne programowanie					
TeleHear	●	●	●	●	●
Cewka indukcyjna					
Cewka indukcyjna	Dostępne w modelach: ITE R, RIC R, BTE R, BTE 13				

* tylko dla iOS ** tylko w aparatach RIC R, RIC 312, BTE 13

Akcesoria bezprzewodowe

1. Zdalny mikrofon + Mini zdalny mikrofon

Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięków z różnych źródeł audio, bezpośrednio do aparatów słuchowych. Wbudowany mikrofon, poprawia komfort i zrozumienie mowy w trudnych sytuacjach akustycznych.

2. Zdalny Pilot

Zapewnia prostą i wygodną kontrolę nad aparatami słuchowymi.

3. TV Streamer

Przesyła bezprzewodowo dźwięk z telewizora lub innych urządzeń bezpośrednio do aparatu słuchowego.

4. Ładowarka standardowa

Dzięki kompletowi ładowalnych aparatów słuchowych wraz z ładowarką, nie trzeba już pamiętać o zakupie i wymianie baterii. Jedno naładowanie umożliwia nieprzerwane korzystanie z aparatu słuchowego przez 30h. Wbudowany akumulator umożliwia ładowanie aparatów słuchowych bez dostępu do źródła zasilania, a specjalne miejsce na kapsułę osuszającą ułatwia odpowiednią pielęgnację.

5. Mini Turbo ładowarka

Mini Turbo Ładowarka, oprócz eleganckiego kształtu i kompaktowego rozmiaru, umożliwia ładowanie aparatów słuchowych w trybie Turbo. W 7 minut ładowania jest w stanie zapewnić 3,5 godziny pracy aparatów słuchowych.



Logo Starkey, Starkey, Thrive, TeleHear, Evolv oraz logo Evolv są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store i Siri są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

ŹRÓDŁO

¹ Livingston, Gill., et al. (2020, sierpień). Zapobieganie demencji, interwencja icare: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446. [https://doi.org/10.1016/50140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/10.1016/50140-6736(20)30367-6).

Aplikacja może się nieznacznie różnić w zależności od posiadanego telefonu.



www.Starkey.com.pl

Starkey Laboratories Poland Sp z o.o.
ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
1.800.328.8602