

OTICON | Verit

Zestawienie produktów

	Verit 1	Verit 2	Verit 3	Verit 4	
Rozumienie mowy i łatwość słuchania	MoreSound Intelligence™ 3.0	poziom 1	poziom 2	poziom 3	poziom 4
	Klasyfikator środowiska	5 konfiguracji	5 konfiguracji	3 konfiguracje	brak regulacji
	Wirtualne ucho zewnętrzne	3 konfiguracje	2 konfiguracje	2 konfiguracje	1 konfiguracja
	Stabilizator przestrzeni akustycznej	100%	60%	60%	40%
	Neuronowe tłumienie hałasu - trudne/łatwe środowisko	12 dB / 6 dB	10 dB / 4 dB	8 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
	Rozszerzenie dźwięku	3 konfiguracje	2 konfiguracje	1 konfiguracja	1 konfiguracja
	Wind & Handling Stabilizer	✓	✓	✓	✓
	MoreSound Amplifier™ 3.0	✓	✓	✓	✓
	SuddenSound Stabilizer	6 konfiguracji	5 konfiguracji	4 konfiguracje	2 konfiguracje
	MoreSound Optimizer™	✓	✓	✓	✓
	Feedback shield	✓	✓	✓	✓
	Spatial Sound™	4 pasma częstotliwości	4 pasma częstotliwości	4 pasma częstotliwości	-
	Soft Speech Booster	✓	✓	✓	✓
Obniżanie częstotliwości, Speech Rescue™	✓	✓	✓	✓	
Jakość dźwięku	Szeroka dynamika	✓	✓	-	-
	Better-Ear Priority	✓	✓	✓	-
	Pasma dopasowania ¹	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
	Power bass (streaming)	✓	✓	✓	✓
	Kanały przetwarzania	64	48	48	48
Personalizacja i optymalizacja dopasowania	Pasma dopasowania	24	20	18	14
	Otwarta kierunkowość	✓	✓	✓	✓
	Menedżer adaptacji	✓	✓	✓	✓
	Metody doboru	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5
Łączność	Aplikacja Oticon Companion	✓	✓	✓	✓
	Bluetooth® LE Audio ²	✓	✓	✓	✓
	Transmisja Auracast™ ²	✓	✓	✓	✓
	Rozmowy telefoniczne bez angażowania rąk ²	✓	✓	✓	✓
	Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe ²	✓	✓	✓	✓
	ConnectClip	✓	✓	✓	✓
	EduMic	✓	✓	✓	✓
	Remote Control 3.0	✓	✓	✓	✓
	TV Adapter 3.0	✓	✓	✓	✓
	Phone Adapter 2.0	✓	✓	✓	✓
	Tinnitus SoundSupport™	✓	✓	✓	✓
Kompatybilność z CROS/BiCROS	✓	✓	✓	✓	



¹ Pasma dostępne przy dostosowaniu wzmacnienia podczas dopasowania.

² Dostępne na wybranych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oticon.pl/compatibility.

Oticon Verit

Różne potrzeby - wszechstronna oferta

Zróżnicowana oferta odpowiadająca większej liczbie pacjentów

Oticon Verit to rodzina złożona z trzech dobrze znanych i niezawodnych modeli na baterię: miniRITE T, miniBTE T 85 i BTE T 105, które mogą sprostać różnym potrzebom słuchowym większej liczby pacjentów.

Oticon Verit wyróżnia się spośród aparatów słuchowych zasilanych baterią: oferuje wysokiej jakości rozwiązania audiologiczne, światowej klasy łączność i wydajne baterie cynkowo-powietrzne.

Słuchawki miniFit do modelu miniRITE

Aparat można dopasować z jedną z 4 słuchawek.

Słuchawka 105 jest dostępna tylko z wkładką Flex Power.



Rożek i Corda miniFit do modeli miniBTE i BTE

Aparaty można dopasować z rożkiem i wkładką uszną lub z cienkim dźwiękowodem Corda miniFit i jedną z końcówek usznych miniFit.



Oticon Verit



Apple, logo Apple, iPhone, iPad, Vision Pro, Apple Watch, Mac i logo Mac są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google, Android oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Demant odbywa się w ramach udzielonej licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Nasadki/wkładki

Dostępne końcówki uszne miniFit obejmują standardowe nasadki i indywidualne wkładki.

LiteTip może być wykonana z akrylu lub OtoTherm™. Mikrowkładka może być wykonana z akrylu, miękkiego silikonu lub OtoTherm. Wkładki MicroShell i Flex Power mogą być wykonane tylko z akrylu.



IP68


Aparaty słuchowe ze stopniem ochrony IP68 zapewniającym odporność na pył i wodę.




**Kolor Błękit jest dostępny tylko w modelu miniRITE.

Zakres dopasowania*


miniRITE T




■ wkładka, nasadka Bass i Power
□ nasadka OpenBass



■ wkładka, nasadka Bass i Power
□ nasadka OpenBass




■ wkładka Flex Power, nasadka Bass i Power




■ wkładka Flex Power

miniBTE T



■ rożek
□ Corda miniFit

BTE T



■ rożek
□ Corda miniFit

*Podany zakres dopasowania dotyczy Oticon Verit 1; zakres dopasowania Oticon Verit 2, Verit 3 i Verit 4 jest ograniczony do 8kHz. Szczegółowe informacje można znaleźć w Danych technicznych.

