






Poziom tech|Kanały|Pasma **24*** **20*** **16*** **12** **10**

Optymalizacja dźwięków mowy

Technologia E2E	●	●	●	●	●
Obniżenie pasma częstotliwości	●	●	●	●	●

Menadżer dźwięku

Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu 	●	○	○	○	○
Cisza 	Umiarkowana ekspansja	Umiarkowana ekspansja	Umiarkowana ekspansja	Umiarkowana ekspansja	Umiarkowana ekspansja
Redukcja hałasu maszyn 	Redukcja do 11 dB	Redukcja do 7 dB	Redukcja do 7 dB	Redukcja do 7 dB	Redukcja do 7 dB
Redukcja hałasu w trakcie rozmów 	Redukcja do 12 dB	Redukcja do 10 dB	Redukcja do 8 dB	Redukcja do 8 dB	Redukcja do 8 dB
Redukcja szumu wiatru 	Redukcja do 14 dB	Redukcja do 12 dB	Redukcja do 10 dB	Redukcja do 10 dB	Redukcja do 10 dB

Dodatkowe funkcje

Edge Mode+	●	●	○	○	○
Przypomnienia	●	●	○	○	○
Technologia Multiflex Tinnitus	●	[szum biały,różowy&ocean]	[szum biały,różowy&ocean]	(tylko szum biały)	○
Znajdź moje aparaty słuchowe	●	●	●	●	●
Samodiagnostyka	●	●	●	●	●
Telehear (programowanie online)	●	●	●	●	●
REM Target Match	●	●	●	●	●
Kontrola Apple Watch*	●	●	●	●	●

Niebieskim kolorem wyróżniono funkcje dostępne w aplikacji My Starkey

* Tylko dla użytkowników iPhone'a.

Akcesoria bezprzewodowe



Ładowarki

Wszystkie ładowarki zawierają funkcję **Turbodoładowania**



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem
• RIC R

Ładowarka StarLink Standard 2.0
• RIC R

Kompatybilne aplikacje

Zeskanuj w celu sprawdzenia kompatybilności telefonu



My Starkey



My Audibel