

NOWOŚĆ
OMEGA^{AI}

Poziom technologiczny/
Kanały/Pasma

24 / 20 / 16

AURACAST



- IP 68*
 - Bezprzewodowy
 - Ładowalny
 - Wskaźnik sygnalizacyjny LED
- *Do 1 m.


Dostępne kolory

- Kolory aparatów RIC**
- Biały
 - Czarny
 - Szary grafitowy
 - Srebrny
 - Kasztan
 - Karmel
 - Beżowy




- Kolory aparatów wewnątrzusznych**
- Kolory płytki czołowej**
- Cielisty
 - Średni brąz
 - Czarny

- Kolory obudowy**
- Przezroczysty
 - Cielisty
 - Niebieski/czerwony
 - Czarny

Wkładki do słuchawek SnapFit 2.0 – uniwersalne nasadki oraz wkładki w obudowie indywidualnej



Zakres dopasowania



Nowe rozwiązania Omega AI i Aris AI to najbardziej zaawansowana technologia słuchowa w naszej historii. Dzięki innowacyjnemu procesorowi neuro G3 Gen AI oraz pierwszemu na świecie systemowi kierunkowości opartej na sztucznej inteligencji – DNN 360 – aparaty te zostały zaprojektowane tak, aby jeszcze pełniej niż dotychczasowe rozwiązania przybliżyć pacjentów do naturalnego słyszenia.



Poziom tech. | Kanaty | Pasma

24 20 16

Tryb Edge +

Automatyczny	●	○	○
Aktywacja za pomocą przycisku	●	○	○
Personalizacja	●	●	○
Aktywacja za pomocą aplikacji	●	●	●

Optymalizacja dźwięków mowy

Jasność spółgłosek	●	●	●
Voice AI*	●	○	○

UDOSKONALONY Menadżer dźwięku

DNN 360	NOWOŚĆ Kierunkowość DNN**	●	○	○
	NOWOŚĆ Świadomość przestrzenna DNN**	●	○	○
	Cisza	Maksymalna ekspansja	Umiarkowana ekspansja	Łagodna ekspansja
	Redukcja hałasu maszyn	Redukcja do 22 dB	Redukcja do 12 dB	Redukcja do 7 dB
	Redukcja hałasu w trakcie rozmów	Redukcja do 22 dB	Redukcja do 10 dB	Redukcja do 8 dB
	Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu	Redukcja do 15 dB	Redukcja do 9 dB	Redukcja do 6 dB
Redukcja szumu wiatru	Redukcja do 35 dB	Redukcja do 19 dB	Redukcja do 10 dB	

Dodatkowe funkcje

NOWOŚĆ Inteligentny asystent Gen AI i TeleHear aiAI	●	○	○
Tłumacz	●	○	○
Transkrypcja	●	○	○
Multiflex Tinnitus Pro	●	●	○
Asystent Smart	●	●	●
2-kierunkowe audio	●	●	●
Monitorowanie aktywności fizycznej i zaangażowania	●	●	●
Powiadomienie o upadku i Ocena równowagi	●	●	●
Przypomnienia i Samodiagnostyka	●	●	●
Autośpienie	●	●	●
Tap control (podwójne stuknięcie)	●	●	●
TeleHear – pełne dopasowanie zdalne	●	●	●
Dopasowanie REM	●	●	●
Demo Streaming	●	●	●

Akcesoria bezprzewodowe



Mikrofon Zdalny StarLink Edge Mikrofon Stołowy StarLink Edge TV Streamer StarLink Edge Pilot StarLink 2.0



Ładowarki

Wszystkie ładowarki zawierają funkcję Turboładowania

Ładowarka i etui w jednym



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- mRIC R
- RIC RT



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- ITC/ITE R

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- mRIC R
- RIC RT

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- ITC/ITE R

Kompatybilne aplikacje

Zeskanuj w celu sprawdzenia kompatybilności telefonu



My Starkey



My Audibel

